



Imitation zum Insekt des Monats Mai 2002
– Ephemera danica –

RK-Emerger



Materialliste

Haken:	Tiemco TMC 100 # 10 oder Kamasan B405 # 8
Binfaden:	UniThread 8/0, oliv oder braun
Thorax:	CDC-Dubbing-Mix bestehend aus: 80% gelboliv, 20% weis
Schwanzfäden:	Jagdfasanenschwanz, männlich, naturbraun
Segmentierung:	Jagdfasanenschwanz, männlich, naturbraun
Flügel:	--
Larven-/Lufthülle:	CDC, olivbraun

Bindeablauf

1. Grundwicklung anfertigen
2. *Schwanzfäden* – vier bis sechs Fibern des Fasanenschwanzes einbinden, auf die richtige Länge bringen und mit einem halben Stich sichern, Fibern nach hinten, oben abstehen lassen
3. *Thorax* - CDC-Dubbing für Thorax selbst mischen (80% gelboliv, 20% weis) und auf den Binfaden „zwirbeln“, Thorax bis 2-3 mm vor das Hakenöhr winden, Thorax abschließend mit einem halben Stich sichern
4. *Segmentierung* - die überstehenden Fasanenschwanzfibern verzwirbeln, in eine Rotohechelklemme einklemmen und in Richtung Hakenöhr winden (dient als Segmentierung), dann mit halben Stich sichern
5. „Larven - / Lufthülle“ - CDC Fibern in einer Materialklemme zurechtschneiden, fertiges „Fibernbündel“ einbinden (alle Fibern zeigen nach hinten), alle Fibern nach vorne klappen und eine „Lufthülle“ formen und anschließend mit einem halben Stich sichern. Mit einer Dubbingnadel die „Lufthülle“ ggf. noch nachkorrigieren/formen
6. Kopf formen, Abschlussknoten anfertigen und mit klarem Kopflack sichern