



**Imitation zum Insekt des Monats Mai 2002**  
– *Ephemera danica* –

---

**RK-Nymphe**



---

**Materialliste**

<b>Haken:</b>	Tiemco TMC 100 # 10 oder Kamasan B405 # 8
<b>Binfäden:</b>	UniThread 8/0, oliv oder braun
<b>Thorax:</b>	CDC-Dubbing-Mix bestehend aus: 80% gelboliv, 20% weis
<b>Schwanzfäden:</b>	Jagdfasanenschwanz, männlich, naturbraun
<b>Segmentierung:</b>	Jagdfasanenschwanz, männlich, naturbraun
<b>Flügelscheide:</b>	Jagdfasanenschwanz, männlich, naturbraun
<b>Beinchen/Brust:</b>	CDC, olivbraun

---

**Bindeablauf**

1. Grundwicklung anfertigen
2. *Schwanzfäden* – vier bis sechs Fibern des Fasanenschwanzes einbinden, auf die richtige Länge bringen und mit einem halben Stich sichern, die restlichen Fibern nach hinten, oben abstehen lassen
3. *Thorax* - CDC-Dubbing für Thorax selbst mischen (80% gelboliv, 20% weis) und auf den Binfäden „zwirbeln“, Thorax bis 3-4 mm vor das Hakenöhr winden, Thorax abschließend mit einem halben Stich sichern
4. *Segmentierung* - die überstehenden Fasanenschwanzfibern verzwirbeln, in eine Rotohechelklemme einklemmen und in Richtung Hakenöhr winden (dient als Segmentierung), dann mit halben Stich sichern
5. *Flügelscheide/Brust* – einige Fasanenschwanzfibern einbinden (alle Fibern zeigen nach hinten) und mit halben Stich sichern, die Brust mit olivbraunem CDC-Dubbing formen, alle Fibern nach vorne klappen und anschließend mit einem halben Stich sichern. Danach das „Brustdubbing“ etwas heraus- zupfen (für die Beinchenimitation)
6. Kopf formen, Abschlussknoten anfertigen und mit klarem Kopflack sichern