



Imitation zum Insekt des Monats Oktober 2002
– *Ephemerella major* –

RK- Emerger



Materialliste

Haken:	Kamasan B160 # 14 - 16
Bindefaden:	UniThread 8/0, rot
Abdomen:	Antrondubbing, olivgrün
Thorax:	Antrondubbing-Mix, 60 % olivgrün, 40% dunkelgrau

**Lufthülle/Flügelscheide/
Flügel:** CDC, hellgrau oder bluedun

Schwanzfäden: CDC, hellgrau oder bluedun

Bindeablauf

1. Grundwicklung anfertigen
2. *Schwanzfäden* – kleines Fibernbündel der CDC-Feder einbinden, auf die richtige Länge bringen und mit einem halben Stich sichern
3. *Abdomen/Thorax/Lufthülle/ Flügel/ ...* – Antrondubbing für Abdomen auf den Bindefaden „zwirbeln“, dann Abdomen bis 2 - 3 mm vor das Hakenöhr binden und mit einem halben Stich sichern, CDC-Fibern mit der Materialklemme vorbereiten und auf dem „Haken sitzend“ und nach hinten zeigend einbinden, Antrondubbing-Mix für den Thorax auf den Bindefaden „zwirbeln“, dann Thorax bilden und 1 mm vor dem Hakenöhr mit einem halben Stich sichern, nun mit den zuvor nach hinten gelegten CDC-Fibern ein „Loop“ (die Lufthülle) bilden und abschließend alles (d.h. Thorax u. Flügelscheide/Lufthülle/....)mit einem halben Stich sichern, danach die etwas längeren und nach vorne (übers Hakenöhr) überstehenden CDC-Fibern nach hinten binden (dienen als Flügelimitation) und mit einem halben Stich sichern
4. *Kopf* - Kopf formen, Abschlussknoten anfertigen und mit klarem Kopflack sichern, die CDC-Flügel / Lufthülle/Flügelscheide noch zurecht schneiden, fertig